


ajREST

POLSKI PRODUCENT ROLLMASAŻERÓW
PREZENTUJE PAŃSTWU
PROFESJONALNE URZĄDZENIA DO MASAŻU



www.ajrest.pl

5 rollmasażerów do wyboru:
BASIC, STANDARD, STANDARDz kolagenem,
PRO, PRO Plus


OFERTA





Oferujemy sprzedaż spersonalizowanych rollmasażerów.

Sklep



Wynajmujemy rollmasażery (krótco oraz długo terminowo).

Wypożyczalnia




Na indywidualne zamówienie wyprodukujemy rollmasażer dostosowany do indywidualnych potrzeb. Konfigurator pozwoli zobaczyć urządzenie przed dostarczeniem do odbiorcy.

Konfigurator

Każda z opcji pozwala cieszyć się rollmasażerem, zapewnia solidny masaż oraz:


- wysmuklenie i modelowanie sylwetki
- relaks i przyjemność
- ujędrnia i poprawia kondycję skóry i ciała
- wpływa pozytywnie na samopoczucie
- niweluje ból i dolegliwości
- szybkie efekty



ZASTOSOWANIE:

- kluby fitness
- osiedlowe siłownie gdzie każdy centymetr powierzchni ma znaczenie
- gabinety kosmetyczne gdzie każdy centymetr powierzchni ma znaczenie
- do domu, mieszkania
- jako dostawka do urządzeń
- hotele, spa i sanatoria

SZCZEGÓŁY



NASZA OFERTA OBEJMUJE ROLLMASAŻERY
dostępne w pięciu wersjach:



1. BASIC
bez lampy

5284 PLN netto,
6500 PLN brutto

2. STANDARD
lampa podczerwona IR

5691 PLN netto,
7000 PLN brutto

3. STANDARD z kolagenem
lampa podczerwona IR
soczewki kolagenowe

6178 PLN netto,
7600 PLN brutto



4. PRO
lampa podczerwona IR
soczewki kolagenowe
panel elektroniczny

7317 PLN netto,
9000 PLN brutto

5. PRO Plus
lampa podczerwona IR
soczewki kolagenowe
panel elektroniczny
funkcje Wave i Turbo

7723 PLN netto,
9500 PLN brutto

POZNAJ




ajREST	MANUALNE	MANUALNE	MANUALNE	ELEKTRONICZNE	ELEKTRONICZNE
	BASIC bez lampy	STANDARD z lampą podczerwoną IR	STANDARD z kolagenem z lampą podczerwoną IR i soczewkami kolagenowymi	PRO z lampą podczerwoną IR i soczewkami kolagenowymi	PRO Plus z lampą podczerwoną IR i soczewkami kolagenowymi
Możliwość zmiany szybkości obrotu i kierunku bębna	+	+	+	+	+
Bez lamp	+	-	-	-	-
Lampa podczerwona IR	-	+	+	+	+
Wł/wył lampy podczerwonej IR	-	+	+	+	+
Możliwość ustawienia mocy lampy podczerwonej IR	-	-	-	+	+
Soczewki kolagenowe	-	-	+	+	+
Wł/wył soczewek kolagenowych	-	-	+	+	+
Wyświetlacz z programami	-	-	-	+	+
Panel informujący o aktualnie masowanej części ciała	-	-	-	+	+
Inteligentne programy masażu	-	-	-	+	+
Pozostały czas treningu	-	-	-	+	+
Funkcja Wave (naprzemienne zwalnianie oraz przyspieszanie bębna)	-	-	-	-	+
Funkcja Turbo (przyspieszenie obrotów bębna o 3 poziomy)	-	-	-	-	+
DOPASUJ ↓	5284 PLN netto	5691 PLN netto	6178 PLN netto	7317 PLN netto	7723 PLN netto
	6500 PLN brutto	7000 PLN brutto	7600 PLN brutto	9000 PLN brutto	9500 PLN brutto




OFERTA OBEJMUJE INDYWIDUALNE DOPASOWANIE
z wygodnym konfiguratorem:

Konfigurator




Wałek z lakierowanego drewna bukowego – **6** wariantów do wyboru.











Każdy element zestawu (urządzenie, stołek, mata) z wysokiej jakości
sztucznej skóry lub weluru – wybór z **23** kolorów.

PERSONALIZACJA






PALETA KOLORYSTYCZNA elementów ze sztucznej skóry i weluru

				
CASCO BA1	CASCO BE1	CASCO BE5	CASCO BE10	CASCO BR4
				
CASCO ZO2	CASCO P2	CASCO BR1	CASCO BR3	CASCO BR2
				
CASCO CE1	CASCO CE2	CASCO BO10	CASCO BO1	CASCO CZ
				
CASCO SA3	CASCO SA2	CASCO SA4	CASCO Z2	CASCO Z6
				
	CASCO F1	CASCO N1	CASCO N4	

PERSONALIZACJA





PALETA KOLORYSTYCZNA bukowych wałków



- Drewno naturalne



- Drewno naturalne - bejcowane



- Drewno bejcowane



- Drewno białe




- Drewno białe - czarne



- Drewno czarne

KORZYŚCI





ZALETY:

- niski pobór prądu
- nowy, funkcjonalny sterownik
- łatwa obsługa
- bez konieczności zatrudniania dodatkowej osoby, klientki same obsługują urządzenie
- duża grupa docelowa, urządzenie daje efekty wyszczuplające, regulujące i zdrowotne
- urządzenie łączy w sobie łatwość użytkowania i estetykę wykonania zajmując tylko 1 m²


Pozostałe korzyści z rollmasażera:

- idealny na prezent okolicznościowy: np. świąteczny lub urodzinowy
- dzierżawa pozwala sprawdzić urządzenie przed zakupem
- możliwość odbioru osobistego
- transport w dniu zamówienia ustalamy indywidualnie
- zyskujesz niezależność – nie musisz wychodzić z domu – masz roller u siebie we własnym mieszkaniu lub miejscu działalności, bez masażyisty!



CO ZYSKASZ?





CO ZYSKASZ?

#1

NIŻSZA WAGA

Nadwaga wpływa na zdrowie i nastrój. Głównym celem rollmasażera jest pozbycie się kilogramów, uzyskanie szczupłej sylwetki oraz poprawienie samopoczucia. Regularne stosowanie rollera zdecydowanie przyspiesza efekty, pamiętaj o tym, a będziesz bardzo zadowolona.

JĘDRNA SKÓRA

Systematyczne użytkowanie rollera powoduje rozkład włókien kolagenowych i elastycznych. Dzięki temu skóra na dłużej zachowuje jędrność i młody, naturalny wygląd. Pod wpływem ciepła poprawia się krążenie krwi, skóra wydala zanieczyszczenia i martwe komórki, a przez to staje się bardziej jędrna i gładka. Rolletic do masażu wyposażony jest w lampy podczerwieni oraz lampy kolagenowe.

#2


#3

BRAK CELLULITU I ROZSTĘPÓW

Rollmasażer wyposażony jest w promieniowanie podczerwone oraz soczewki kolagenowe, które pomagają w oczyszczaniu skóry i tkanki podskórnej z toksyn (bardzo dobrze działa na redukcję cellulitu) i stymuluje produkcję kolagenu. Rollery poprawiają przemianę materii co wpływa na pozbywanie się złogów z organizmu.

WIĘCEJ





CO ZYSKASZ?

REHABILITACJA POURAZOWA

Masaż rollerem przez zwiększoną stymulację mięśni wpływa na obniżenie napięcia mięśniowego. Idealnie przygotowuje do wysiłku fizycznego co znacznie przyspiesza powrót do sprawności fizycznej. W doskonały sposób wpływa na regenerację powysiłkową mięśni, dzięki czemu idealnie przygotowuje do treningu sportowego. Urządzenie w doskonały sposób zmniejsza lub całkowicie likwiduje różnego rodzaju zrosty i zgrubienia skórne.

#4


#5

TERAPIA KOLAGENOWA

Kolagenowa Terapia Świetlna zastosowana w rollmasażerach, jest jednym z najskuteczniejszych terapii przeciw zmarszczkowym jakie można zastosować. Jest to naturalna, nieinwazyjna kuracja, dzięki której możesz całkowicie pozbyć się zmarszczek i poprawić jakość swojej skóry. Podczas terapii kolagen nie wykorzystuje opalania promieniami UV, ani promieniowania laserowego, lecz emituje fale świetlne o długości 633 nanometrów. Widoczne różowe światło, jest ciepłe i przyjemne oraz posiada działanie relaksujące, a przez swoje oddziaływanie na komórki ludzkiej skóry, stymuluje właściwy dla każdego organizmu proces biosyntezy. Docierając do głębszych warstw stymuluje odbudowę kolagenu i elastyny w skórze.

DALEJ





CO ZYSKASZ?

#6

TERAPIA PODCZERWIENIA

Działanie promieniowania podczerwieni w rollmasażerach powoduje, że organizm łatwiej wydala nie tylko wodę, ale też tłuszcz (20%), cholesterol, metale ciężkie, kwasy i związki toksyczne, mobilizuje siły obronne naszego organizmu, wzmacnia układ immunologiczny. Pomaga również wiązać wolne rodniki, powodując efektywne oczyszczanie organizmu, usuwanie podskórnej tkanki tłuszczowej i zmniejszenie cellulitu, w wyniku czego skóra staje się jędrna i elastyczna. Promieniowanie podczerwieni – wykorzystane zostało do walki z nadwagą, bowiem pozwala na błyskawiczne rozgrzanie tkanek i mięśni wzmagając przy tym krążenie i metabolizm. Pod wpływem ciepła poprawia się krążenie krwi, skóra wydala zanieczyszczenia i martwe komórki, a przez to staje się bardziej jędrna i gładka. Skutkiem tego jest zwiększenie przepływu krwi i lepsze dotlenienie i ukrwienie tkanek. Tlen jest lepiej doprowadzany do komórek ciała. To powoduje odprężenie, redukuje bóle mięśniowe i przyspiesza procesy leczenia.

POPRAWA SAMOPOCZUCIA

Korzystanie z rollera do masażu ma działanie relaksująco – odprężające, poprawia samopoczucie przez zwiększone wytwarzanie hormonu szczęścia – endorfin. Hormon szczęścia ma bezpośredni wpływ na polepszenie nastroju i towarzyszące mu uczucie przyjemności. Rollery zdecydowanie polepszają nastrój.

#7

DANE TECHNICZNE



DANE TECHNICZNE:

- Wymiary dł/szer/wys 90/56/75 cm
- Waga urządzenia 75 kg
- Elementy urządzenia (drewniane i metalowe) wycinane metodą CNC
- Tralki z drewna bukowego (lakierowane, bejcowane lub malowane)
- Elementy metalowe malowane metodą proszkową
- Płynna regulacja obrotów
- Obroty prawe i lewe
- Silnik z chłodzeniem
- Bez lamp
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Zabezpieczenie przed wciągnięciem
- Zatrzymanie bębna
- Udźwig bębna 250kg
- Zasilanie 230V, 50Hz, 550W (pobór mocy zależy od obciążenia)
- Gwarancja dla zastosowań prywatnych: 24 m-ce
- Gwarancja dla zastosowań komercyjnych: 12 m-cy



ZESTAW:

Urządzenie

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| Stołek (48 x 48 x 39 cm) | Mata (48 x 48 x 3 cm) | Plakat z pozycjami masażu | Plakat z czasami |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|

STANDARD

ajREST

STEROWANIE MANUALNE

5691 PLN netto, 7000 PLN brutto



DANE TECHNICZNE:

Wymiary dł/szer/wys 90/56/75 cm

Waga urządzenia 75 kg

Elementy urządzenia (drewniane i metalowe) wycinane metodą CNC

Tralki z drewna bukowego (lakierowane, bejcowane lub malowane)

Elementy metalowe malowane metodą proszkową

Płynna regulacja obrotów

Obroty prawe i lewe

Silnik z chłodzeniem

Lampa podczerwona IR

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Zabezpieczenie przed wciągnięciem

Zatrzymanie bębna

Udźwig bębna 250kg

Zasilanie 230V, 50Hz, 550W (pobór mocy zależy od obciążenia)

Gwarancja dla zastosowań prywatnych: 24 m-ce

Gwarancja dla zastosowań komercyjnych: 12 m-cy

ZESTAW:

Urządzenie (z zamontowaną lampą podczerwieni IR - żarnikiem)

Stołek (48 x 48 x 39 cm)

Mata (48 x 48 x 3 cm)

Plakat z pozycjami masażu

Plakat z czasami

STANDARD Z KOLAGENEM

aj**REST**

STEROWANIE MANUALNE

6178 PLN netto, 7600 PLN brutto

DANE TECHNICZNE:

Wymiary dł/szer/wys 90/56/75 cm

Waga urządzenia 75 kg

Elementy urządzenia (drewniane i metalowe) wycinane metodą CNC

Tralki z drewna bukowego (lakierowane, bejcowane lub malowane)

Elementy metalowe malowane metodą proszkową

Płynna regulacja obrotów

Obroty prawe i lewe

Silnik z chłodzeniem

Lampa podczerwona IR

Soczewki kolagenowe

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Zabezpieczenie przed wciągnięciem

Zatrzymanie bębna

Udźwig bębna 250kg

Zasilanie 230V, 50Hz, 550W (pobór mocy zależy od obciążenia)

Gwarancja dla zastosowań prywatnych: 24 m-ce

Gwarancja dla zastosowań komercyjnych: 12 m-cy

ZESTAW:

Urządzenie (z lampą podczerwieni IR - żarnikiem oraz soczewkami kolagenowymi)

Stołek (48 x 48 x 39 cm)

Mata (48 x 48 x 3 cm)

Plakat z pozycjami masażu

Plakat z czasami



PRO

ajREST

STEROWANIE ELEKTRONICZNE

7317 PLN netto, 9000 PLN brutto

DANE TECHNICZNE:

Wymiary dł/szer/wys 110/58/80 cm

Waga urządzenia 80 kg

Elementy urządzenia (drewniane i metalowe) wycinane metodą CNC

Tralki z drewna bukowego (lakierowane, bejcowane lub malowane)

Elementy metalowe malowane metodą proszkową

Płynna regulacja obrotów

Obroty prawe i lewe

Silnik z chłodzeniem

Lampa podczerwona IR

Soczewki kolagenowe

Możliwość ustawienia mocy lampy podczerwonej IR

Wyświetlacz z programami

Panel informujący o aktualnie masowanej części ciała, programy masażu, pozostały czas treningu

7 programów (15, 30, 45, 60, 75, 90 min + program ciągły 60 min)

Inteligentne programy ćwiczeń z możliwością ustawienia indywidualnych czasów dla każdej partii ciała

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Zabezpieczenie przed wciągnięciem

Zatrzymanie bębna

Udźwig bębna 250kg

Zasilanie 230V, 50Hz, 550W (pobór mocy zależy od obciążenia)

Gwarancja dla zastosowań prywatnych: 24 m-ce

Gwarancja dla zastosowań komercyjnych: 12 m-cy

ZESTAW:

Urządzenie (z lampą podczerwieni IR - żarnikiem oraz soczewkami kolagenowymi)

Stołek (48 x 48 x 39 cm)

Mata (48 x 48 x 3 cm)

Plakat z pozycjami masażu

Plakat z czasami



PRO Plus

aj**REST**

STEROWANIE ELEKTRONICZNE

7723 PLN netto, 9500 PLN brutto

DANE TECHNICZNE:

Wymiary dł/szer/wys 110/58/80 cm

Waga urządzenia 80 kg

Elementy urządzenia (drewniane i metalowe) wycinane metodą CNC

Tralki z drewna bukowego (lakierowane, bejcowane lub malowane)

Elementy metalowe malowane metodą proszkową

Płynna regulacja obrotów

Obroty prawe i lewe

Silnik z chłodzeniem

Lampa podczerwona IR

Soczewki kolagenowe

Możliwość ustawienia mocy lampy podczerwonej IR

Wyświetlacz z programami

Panel informujący o aktualnie masowanej części ciała, programy masażu, pozostały czas treningu

7 programów (15, 30, 45, 60, 75, 90 min + program ciągły 60 min)

Inteligentne programy ćwiczeń z możliwością ustawienia indywidualnych czasów dla każdej partii ciała

Funkcja Turbo (przyspieszenie obrotów bębna o 3 poziomy)

Funkcja Wave (naprzemienne zwalnianie oraz przyspieszanie bębna)

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Zabezpieczenie przed wciągnięciem

Zatrzymanie bębna

Udźwig bębna 250kg

Zasilanie 230V, 50Hz, 550W (pobór mocy zależy od obciążenia)

Gwarancja dla zastosowań prywatnych: 24 m-ce

Gwarancja dla zastosowań komercyjnych: 12 m-cy



ZESTAW:

Urządzenie (z lampą podczerwieni IR - żarnikiem oraz soczewkami kolagenowymi)

Stołek (48 x 48 x 39 cm)


Mata (48 x 48 x 3 cm)

Plakat z pozycjami masażu

Plakat z czasami




Wymodelowana szczuplejsza sylwetka, lepsza kondycja skóry,
poprawa nastroju w bezpieczny i sprawdzony sposób.



Nasze urządzenia zostały stworzone przy współpracy z doświadczonymi fizjoterapeutami, lekarzami i specjalistami od układu limfatycznego. Zakup lub wynajem rollmasażera po to, aby zadbać o zdrowie, utratę wagi lub relaks – daje pewność 100% bezpieczeństwa.

Produkujemy urządzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Zakup bezpośrednio od producenta rollmasażerów to bezpieczeństwo transakcji i najlepsza cena.

KONTAKT





BE FIT AND HEALTH - ROLL YOURSELF




ajREST ADRIAN JENDRUSIEWICZ:
Ul. Dulęby 1A/16
40 - 833 Katowice, Polska
NIP: 6342468347

PRODUKCJA, MAGAZYN:
Ul. Fałata 39
41 - 902 Bytom, Polska

+48 507 155 774
biuro@ajrest.pl

ZAPRASZAMY



www.ajrest.pl